



试管恒温仪

这款仪器是由薄膜加热和PID智能控温技术相结合的专用试管恒温仪。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度，并自动调整加热速率节省等待时间。极大地缩短了实验操作的时间，是细菌内毒素与鲎试剂反应过程理想的自动化工具。

产品特点

- 简单易用，实时显示全部信息，方便用户使用。
- TAL-96T一次可处理16组样品，每组可独立计时，可定时打印仪器温度。
TAL-96G一次可处理16组样品，每组可独立计时。
TAL-48A/B一次可处理6组样品，每组可独立计时。
- 自带温度校准功能，控温精度高，温度精确。
- 内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。

基本参数

货号	型号
TA-002	TAL-96G (安瓿)、TAL-96G (试管)、TAL-96G (8*50mm反应试管)、TAL-96G (无模块)
TA-006	TAL-96T (8*50mm反应试管)
TA-007	TAL-96T (安瓿)、TAL-96T (无模块)
TA-005	TAL-48A/B (安瓿)、TAL-48A/B (试管)、TAL-48A/B (8*50mm反应试管)、TAL-48A/B (无模块)



项目 型号	TAL-96T 参数	TAL-96G 参数	TAL-48A/B 参数
温度设置	36°C~38°C	36°C~38°C	36°C~38°C
控温范围	36°C~38°C	36°C~38°C	36°C~38°C
时间设置	1min ~ 99min	1min ~ 99min	1min ~ 99min
控温精度	≤±0.2°C*	≤±0.2°C*	≤±0.2°C*
显示精度	0.1°C	0.1°C	0.01°C
温度均匀性	≤±0.2°C*	≤±0.2°C*	≤±0.2°C*
升温时间	≤15 分钟 (25°C升温到37°C) *	≤15 分钟 (25°C升温到37°C) *	≤8 分钟 (25°C升温到37°C) *
样品容量	96	96	48
输入功率	200W	200W	75W
电压	AC220V/50-60HZ	AC220V/50-60HZ	AC220V/50-60HZ
熔断器	250V 3A Φ 5×20	250V 3A Φ 5×20	250V 3A Φ 5×20
外形尺寸(mm)	340×320×200 mm	340×320×200 mm	280×280×148 mm
重量	9Kg	9Kg	6Kg
数据接口	RS232	N/A	N/A
温度打印 输出功能	是	否	否

* 测试条件：室温 25°C±2°C，温度计精度±0.1°C


charles river

湛江安度斯生物有限公司
zacb.sales@criver.cn | www.zacb.com
电话：0759 3588867 | 0759 3588857

